



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: CEDERROTH AUGENDUSCHE-STATION

Referenznummer: 721500



1. Allgemeine Beschreibung

Eine Augendusche-Station mit zwei Flaschen Cederroth Augendusche sowie Kunststoff- und Textil-Wundschnellverband. Die Produkte können auf einfache Weise entnommen werden und sind durch transparente Klappen vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Hinter einer Klappe mit Erste-Hilfe-Anweisungen befindet sich Stauraum für zusätzliche Produkte.

Die Augendusche-Flaschen können durch Drehen in beliebige Richtung sofort geöffnet werden.

Die Wundschnellverbände (Pflaster) befinden sich für einen einfachen Zugang und eine diebstahlsichere Lagerung in Spendern. Für das Einsetzen von Refill-Produkten wird ein spezieller Schlüssel mitgeliefert.

2. Verwendungszweck

Zur Verwendung in Erste-Hilfe-Situationen, insbesondere geeignet für Arbeitsplätze, an denen ein Verbrennungsrisiko besteht.

3. Technische Beschreibung

Produktbeschreibung

(L x B x H) cm: 56 x 29 x 12

Material

| | | |
|----------------------|--|--|
| Erste-Hilfe-Station | Grüne Teile: | Polystyrol, ABS-Kunststoff |
| | Transparente Klappe: | Polykarbonat |
| | Dichtungsprofile: | EPDM-Kautschuk (synthetischer Kautschuk) |
| Erste-Hilfe-Produkte | Siehe Produktspezifikation für das jeweilige Produkt | |

4. Zusammensetzung

Konsumentenverpackung

| <u>Ref#</u> | <u>Produkt/Material</u> | <u>M.</u> |
|-------------|--|-----------|
| 51616970 | Augendusche-Station (leer) | 1 |
| 725200 | Cederroth Augendusche, 500 ml 2 Stk. | 1 |
| 6036 | Salvequick Kunststoffpflaster im Spender | 1 |
| 6444 | Salvequick Textilpflaster im Spender | 1 |
| 51616418 | Augendusche-Anleitung (Etikett) | 1 |
| 51616620 | Schlüssel für die Spender | 1 |
| 51616668 | Refill-Anleitung mit Bohrschablone | 1 |



PRODUKTSPEZIFIKATION



Transportverpackung

| | |
|--|--------------|
| Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung: | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) cm: | 57 x 29 x 12 |
| Gewicht (kg): | 3,5 |

5. Kennzeichnung

Produkt

Chargen- und Seriennummer
Gebrauchsanweisung
Produktreferenzen

Konsumenten-/Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und
Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge

6. Lagerbedingungen

Die Produkte der Augendusche-Station sollten zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum für jeden Bestandteil

7. Zubehör

Zur Verwendung dieses Produkts ist kein Zubehör notwendig.

Genehmigt:

QA&RA Mgr
4.12.2013 08:46:32
+01'00'